

MasterPuls MP 200

MasterPuls MP 200 to złoty standard wykorzystujący terapię falą radialną RSWT dający wiele możliwości udoskonalenia urządzenia. Wysoka częstotliwość fali, maksymalna jej penetracja w głąb tkanek zostały połączone z wygodną technologią ekranu dotykowego.



Wskazania:

- Terapia punktów spustowych
- Aktywacja i rozluźnienie mięśni i tkanek miękkich
- Bóle oraz zapalenia przyczepów ścięgien
- Przewlekłe entezopatie
- Wapniejące zapalenia ścięgien
- Akupunktura falą radialną
- Zespoły bolesnego Achillesa
- Zespoły bolesnego barku

Możliwość udoskonalenia urządzenia dzięki dwóm głowicom D-Actor oraz V-Actor generującą wibracje, uzupełniającą terapię falą ESWT i RSWT. Idealne rozwiązanie dla medycyny sportowej.

Ergonomiczny aplikator

- Wbudowany przycisk spustowy
- Zredukowany poziom hałasu
- Sterowanie poprzez dotykowy panel LCD
- Skuteczność leczenia > 30 mm głębokości wnikania w tkankę.